


MZ1-Q2225-R



MZ2-Q2225-R

Artikel nummer	Kontaktfunktion	Spänning max V	Effekt max VA	Frekvens Hz	F mm	S mm	CI/2	Magnet art.nr	Dimension mm	Anm
MZ1-Q2225-B311-R	NO slutande	50	10	200	12	-	-	MZ1	9x20x30	1
MZ1-Q2225	NO slutande	50	10	200	12	-	-	MZ1	9x20x30	
MZ2-Q2225-B311-L	NO slutande	50	10	240	9	-	-	MZ2	7x15x20	2
MZ2-Q2225-B311-R	NO slutande	50	10	240	9	-	-	MZ2	7x15x20	1
MZ2-Q2225-R	NO slutande	50	10	240	9	-	-	MZ2	7x15x20	

- 1) PVC enkelledare 0,4m.
2) PVC enkelledare 0,4m. L=vänsterutförande.

Till- och frånslagsvärden är endast vägledande, beräkna 20% spridning. Angiven frekvens är absolut maxvärde, skall betraktas som teoretisk då hänsyn till livslängd och applikation måste beaktas.



Kontaktavståndet är även beroende av tungelementets känslighet "AT-värdet" (Ampere Turns) HEMOMATIK använder i produktion den snävaste toleransen i intervall om 5 AT. Varje ny intervall har ett eget artikelnummer. Nedanstående tabell visar några typiska värden för magnet M01 resp. M02 vid aktivering från F = front eller S = sidan runt en linje mitt emellan fronten och tungelementets centrumlinje (vid centrumlinjen är aktivering omöjlig).